

着座ポジション変換機能付き歩行車

アルク

より長時間、より遠くへ

ワンタッチで歩行車ポジションと
着座ポジションの変換が可能です。
安心の外出をサポートします。



背面



歩行車ポジション



着座ポジション

折りたたみ時

折りたたみ寸法

全長 67cm / 全高 79cm / 全幅 63cm

アルク

基本価格 **93,000円** (非課税)

耐75kg

00175-000244

※アルクは歩行車です。着座ポジションは適切な歩行訓練を行うための補助的な機能で、車いすのようにメインで使う機能ではありません。着座ポジションで使用の際は、路面状況や障害物に注意して安全にご利用ください。

仕様詳細



歩行車
ポジション

- 全長：71cm
- 全高：82cm*1
- 全幅：63cm
- グリップ高：80～92cm

体重を前輪と後輪の間でしっかり
支え、安心して歩行ができます。



着座
ポジション

- 座面幅：38cm
- 座面奥行：35cm
- 有効座幅：42cm*2
- 有効座奥行：38cm
- 前座高：43cm
- 後座高：41cm
- 座上面からバックベルト上端まで：31cm
- 座上面から肘パイプ上端まで：20cm
- 座上面からステップパイプまで：35cm
- 全長：87cm*1
- 全高：79cm*1
- 全幅：63cm
- ※1 グリップを最も低くした場合の寸法
- ※2 バックパイプ内寸法

取り回しのしやすい適切なホイールベース設計です。

- グリップ高：68～80cm
- 前輪：6インチPUキャスタ
- 後輪：14インチ
- 重量：11.8kg

■歩行車ポジションと着座ポジションの変更



ステップパイプは手で上げ降ろ
しができます。

ポジションロックワイヤーを引く
と、座面を上下に移動させ、ポジ
ションを変更することができます。

ポジションを変更した際は、ポジ
ションロックワイヤー先端のピンがしっかりと
かかっていることを確認してください。

※ポジション変更動作は、駐車ブレーキをかけた状態で行ってください。
また、取扱説明書の記載事項をお守りください。

機能説明



駐車機能付きブレーキ
ブレーキがしっかりかかる
バンド制動式。



フロントアップパー
介助時のフロントアップ動作に
有効です。



バックベルト
適度な張り、背中にやさしい
あたり心地です。



ポケット
歩行車ポジション時に使用できます。
(内寸 タテ×ヨコ×マチ 14×32×4cm)



グリップ高さ調整
7段階調整が可能です。

スポーツ
競技用モデル
アクティブ
モデル
ウルトラ
シリーズ
軽量車いす
座王
シリーズ
モジュラー式
車いす
テイルト
リクライニング
車いす
座位保持
キッズモデル
電動車いす
特殊型車いす
アルミ製
スタンダード
車いす
スチール製
スタンダード
車いす
介護・
福祉用具
ストレッチャー！
防炎用品・
シートなど
車いす
オープン
ション