

スーパー軽量 強化フレームシリーズ



※JIS-T9201:2006
 自走用標準形・介助用標準形
 使用者最大体重(積載物含む)75kg
 ※オプション装着時、セミオーダー対応時は
 JISマーク対象外となる場合があります。
 (NAH-L7・NAH-L7W・NA-L8・NA-L8W)

使用者と介助者のことを考えた、究極の軽さの車いすです。

カルナナ

軽7(NAH-L7)

介助用

- 究極の軽さ(7kg台)を実現。

スーパー軽量
7.8kg



カルハチ

軽8(NA-L8)

自走用

- 自走型で8kg台を実現。

スーパー軽量
8.9kg



カルナナダブル

軽7W(NAH-L7W)

介助用

- アームサポート跳ね上げ式
- フット・レッグサポート開き式・着脱式

スーパー軽量
9.7kg



カルハチダブル

軽8W(NA-L8W)

自走用

- アームサポート跳ね上げ式
- フット・レッグサポート開き式・着脱式

介助用制動ブレーキ
(バンド式)標準装備

スーパー軽量
12.0kg



カルナナ


軽7 (NAH-L7)

103,000円 (非課税)

00175-000169

●NAH-L7

シート幅	38・40cm
前座高	44cm
重量	約7.8 kg



カルハチ


軽8 (NA-L8)

115,000円 (非課税)

00175-000175

●NA-L8

シート幅	40 cm
前座高	42 cm
重量	約8.9 kg



カルナナダブル


軽7W (NAH-L7W)

130,000円 (非課税)

00175-000255

●NAH-L7W

シート幅(※)	40 cm
前座高	44 cm
重量	約9.7 kg



※シート幅はアームパイプ内々の寸法です。
シート布の実寸とは異なります。

●NAH-L7・NAH-L7W

バックサポート・シートカラー(基本色)



NAH-L7・NAH-L7W
耐荷重75kg
(積載分含む)

カルハチダブル


軽8W (NA-L8W)

147,600円 (非課税)

00175-000273

●NA-L8W

シート幅(※)	40 cm
前座高	42 cm
重量	約12.0 kg



※シート幅はアームパイプ内々の寸法です。
シート布の実寸とは異なります。

●NA-L8・NA-L8W

バックサポート・シートカラー(基本色)



NA-L8・NA-L8W
耐荷重75kg
(積載分含む)



軽いから手軽に使える!



究極の軽さだから、車などへの積み込み、積み下ろしも負担になりません。

日進カルナ教授

究極の軽量介助用車いすについて日々研究中

強いから、安心して使える!



フレームには、超軽量の強化アルミパイプを使用しています。軽いだけでなく丈夫さにもこだわっています。

機能が充実しているから、快適に使える!



●PUキャスト輪

クッション性に優れたPUキャスト輪が、地面の凹凸の衝撃をやわらげてくれます。



●メッシュサイドガード

通気性に優れた、サイドガードです。NAH-L7・NA-L8のサイドガードは小物入れにもなります。※NAH-L7W・NA-L8Wのサイドガードには小物入れの機能はついておりません。



●駐車機能つき介助ブレーキレバー (NAH-L7・NAH-L7Wのみ)

横からボタンを押すことで、ロックがかかるブレーキレバーです。介助者が体を前方に動かすことなく駐車ブレーキと解除をすることができます。



日進カルハ教授

究極の軽量自走用車いすについて日々研究中

軽7・軽7W用オプション



軽7・軽7W用アルミタックル駐車ブレーキ (NAH-L7・NAH-L7Wのみ)

新車で注文時オプション加算額
¥6,600円 (非課税) (左右1組)

カルナナ・カルハチ

軽7・軽8シリーズ4機種は、JISマーク (JIS:T9201:2006 手動車いす 自走用標準形・介助用標準形) の認証を取得しています。

※NAH-L7・NAH-L7W・NA-L8・NA-L8W

※2010年3月認証取得

※使用者最大体重 (積載物含む) 75kg

※オプション装着時、セミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合があります。

手動車いすのJISマーク制度

■ 審査・登録の流れ



取得

審査基準
品質管理体制+製品試験

●左図のように日本工業規格 (JIS) に基づく品を製造している製造業者等は、国から登録を受けた登録認証機関からの認証を受けて、製品、包装等にJISマークを表示することができます。

●認証は、審査基準である品質管理体制及び製品試験によって実施されます。

経済産業省 News Release (平成20年5月27日) より

●製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。 ●お買い上げの際は、必ず取扱説明書をよく読んでご使用下さい。 ●製品の改良・改善のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の価格 (メーカー希望小売価格) は2010年4月現在のものです。 ●認証取得以前製造品の在庫状況等により、JISマークを貼付けしていない製品が出荷される場合がありますのでご了承ください。

日進医療器株式会社

http://www.wheelchair.co.jp

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2
TEL (0568) 21-0635 (代) FAX (0568) 23-2787
東京営業所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14
TEL (03) 3814-0923 (代) FAX (03) 3814-4644
大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10
TEL (06) 6323-8265 (代) FAX (06) 6326-2554
九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8つるまる堂ビル1F
TEL (092) 513-5036 (代) FAX (092) 513-5038
東陽事業部 〒452-0901 愛知県清須市阿原北野13番地
TEL (052) 401-2741 (代) FAX (052) 401-2751