

アルミ製松葉杖



TY154D

(1本)各5,100円(非課税)

材質：側弓伸縮棒/アルミニウム合金製
脇あて/塩ビ成形品
寸法及び重量：

TY154DL(大)

脇あて～握り：390～540mm
全長：1270～1540mm
重量：約850g
JAN：4519856001735
TAIS：00175-000297

TY154DM(中)

脇あて～握り：325～475mm
全長：1030～1300mm
重量：約750g
JAN：4519856001742
TAIS：00175-000298

TY154DS(小)

脇あて～握り：265～340mm
全長：900～1010mm
重量：約680g
JAN：4519856001759
TAIS：00175-000299

※脇あて～握りの調節(ピッチ37mm)
※全長の調節(ピッチ30mm)



TY154-1
税込価格 367円
(本体価格 350円)
JAN：4519856001728



●測弓は特殊なアルミパイプで堅牢、長期間使われる方に最適

TY151D

(1本)各5,500円(非課税)

材質：側弓伸縮棒/アルミニウム合金製
脇あて/スポンジレザー仕上げ
寸法及び重量：

TY151DL(大)

JAN：4519856001544
脇あて～握り：435～525mm
全長：1230～1440mm
重量：約820g

TY151DM(中)

JAN：4519856001551
脇あて～握り：385～475mm
全長：1020～1230mm
重量：約750g

※脇あて～握り全長(ピッチ30mm)



TY151-1
税込価格 367円
(本体価格 350円)
JAN：4519856001537

木製松葉杖



●六角形のムク材ですから、海外の合板製に比べ水分にも強く全天候形の松葉杖です。

●加熱成型品で丈夫で安全

TY150ND

(1本)各4,100円(非課税)

材質：脇あて/塩ビ成形品
寸法及び重量：

TY150NDL(大)

脇あて～握り：370～450mm
全長：1185～1425mm
重量：約1000g
JAN：4519856001476


TY150NDM(中)

脇あて～握り：320～400mm
全長：970～1210mm
重量：約900g
JAN：4519856001483

TY150NDS(小)

脇あて～握り：260～340mm
全長：840～1000mm
重量：約800g
JAN：4519856001490

※脇あて～握り全長(ピッチ40mm)



TY150-1
税込価格 315円
(本体価格 300円)
JAN：4519856001469

注意・お願い

●木製ですから永続的な使用はしないようにしてください。
●長期間の使用、病院での貸し出しの場合はアルミ製をご使用ください。

プラットホームクラッチ



- リウマチ等の関節炎患者用杖
- 全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
- ふれ止めネット付
- 前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)

TY135D/TY135

各24,000円(非課税)

材質：支柱/アルミニウム合金製 22/19(φ)mm
前腕支え/スチール製
ナイロンコーティング仕上げ ピンロールレザーカバー付
寸法及び重量
全長：830～1080mm(ピッチ25mm)
重量：約920g
握り手の調節：無段階調節(長さ・角度)
カラー：シルバー
JAN：4519856001339(TY135)
4519856006167(TY135D)
TAIS：00175-000259(TY135D)



TY130-1
税込価格 420円
(本体価格 400円)
JAN：4519856001247



四脚杖 プラットホームクラッチ型

TY143P

30,000円(非課税)

材質：支柱/アルミニウム合金製 22/19(φ)mm
前腕支え/TY135を使用
寸法及び重量
ベース部：210(W)×130(D)mm
全長：850～1100mm
重量：約1550g
先ゴム：TY141-1を使用
JAN：4519856001438

アンダーアームクラッチ



- 安全性と使い易さを追求したクラッチです。長時間使用しても疲れを感じさせません。
- ふれ止めネット付

TY148

(1本)12,600円(非課税)

材質：脇あて/スポンジビニールレザー仕上げ
支柱/アルミニウム合金製 25/22(φ)mm
寸法及び重量：
脇あて～握り：410～485mm
全長：1105～1430mm(ピッチ25mm)
重量：約750g
カラー：ブロンズ JAN：4519856001452

注意・お願い

●アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
●使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めネットを軽く右に回して固定してください。



TY131-1
税込価格 420円
(本体価格 400円)
JAN：4519856001261