

トレウオーク SERIES

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。
ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。

屋内専用



高さ調整はワンタッチ
肘受けの高さをレバー1本で簡単に調整できます。



ストッパー
ベッドへの移動・ベッドからの立ち上がり を安全に行うためのストッパー機能つき。



車いす用の6インチキャスト採用。
段差もラクラク!

■歩行訓練・リハビリに最適

トレウオーク



医療施設向け

●1300mmの奥行きに
最大5台収納可能

トレウオーク約2台分のスペースに
最大5台(*)のトレウオークを収納
することができます。

※トレウオーク(オプション未装着仕様)に限る



約1300mm

基本価格 68,000円(非課税)

耐荷重75kg

00175-000254

- 材質:スチール製
- 車輪:前輪/100mm回旋式
後輪/100mm固定式
- 寸法:650(W)×640(D)×840~1140(H)mm
- 肘受け内側寸法:350~410(W)×430(D)
- 重量:13.2kg

■全幅55cmの在宅向け設計

トレウオークスリム



在宅向け



後輪固定式



後輪回旋式

●後輪は固定式・回旋式の
切替えが可能
(※トレウオークスリムに限る)

PAT申請中

⚠ 後輪を回旋式にしての使用を検討する場合は、事前に専門の医師や医学療法士または専門知識を持った販売店にご相談ください。

⚠ 後輪の固定式・回旋式の切替作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

基本価格 73,000円(非課税)

耐荷重75kg

00175-000283

- 材質:スチール製
- 車輪:前輪/6インチソリッド回旋式
後輪/100mm固定・回旋切替式(工具必要)
- 寸法:550(W)×590(D)×850~1050(H)mm
- 肘受け内側寸法:340~360(W)×330(D)
- 重量:12.1kg

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。
 ストッパーハンドル付きの、手軽に扱える歩行車です。

●トレウォーク

前輪を前に出した安定性重視設計です。

約160mm

ベース部分をベッドの下に入れやすい低フレーム設計。

調整式肘受けパッド
 肘受けパッドの位置をノブボルトで調整できます。

高さ調整はワンタッチ
 肘受けの高さをレバー1本で簡単に調整できます。

ストッパー
 ベッドへの移動・ベッドからの立ち上がりを安全に行うためのストッパー機能つき。

●トレウォークスリム

前輪を前に出した安定性重視設計です。

約160mm

ベース部分をベッドの下に入れやすい低フレーム設計。

トレウォークに装着可能なオプション

トレウォーク用握りハンドル
 税込価格 **4,200円**
 (本体価格 4,000円)

トレウォーク用抵抗器
 税込価格 **8,820円**
 (本体価格 8,400円)
 ※1台分2個入

トレウォーク用バスケット
 税込価格 **3,675円**
 (本体価格 3,500円)
 ●有効内寸:
 240(W)×85(D)×195(H)mm
洗面用品等の持ち運びに便利です。

※バスケット内の収納品は製品に含まれておりません。

トレウォークスリムに装着可能なオプション

トレウォーク用握りハンドル
 税込価格 **4,200円**
 (本体価格 4,000円)

トレウォーク用バスケット
 税込価格 **3,675円**
 (本体価格 3,500円)
 ●有効内寸:
 240(W)×85(D)×195(H)mm

※バスケット内の収納品は製品に含まれておりません。

●掲載の価格(メーカー希望小売価格)は2011年7月現在のものです。●カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。
 ●製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。●お買い上げの際は、必ず取扱説明書をよく読んでご使用下さい。●製品の改良・改善のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日進医療器株式会社

http://www.wheelchair.co.jp

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2
 TEL (0568) 21-0635 (代) FAX (0568) 23-2787
 東京営業所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14
 TEL (03) 3814-0923 (代) FAX (03) 3814-4644
 大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10
 TEL (06) 6323-8265 (代) FAX (06) 6326-2554
 九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8つるまる堂ビル1F
 TEL (092) 513-5036 (代) FAX (092) 513-5038
 東陽事業部 〒452-0901 愛知県清須市阿原北野13番地
 TEL (052) 401-2741 (代) FAX (052) 401-2751