



くるま あんぜん りょう  
**車いすを安全にご利用いただくために**  
くるま しよう さい  
**車いすを使用の際は、**  
かぎ じこう ちゆうい  
**下記の事項にご注意ください。**



  
あし お だい  
**フットサポート（足置き台）**  
うえ た  
**の上に立たないでください。**



  
さ ゆう ちゆうしゃ かくじつ  
**左右の駐車ブレーキを確実に**  
の お  
**かけて乗り降りしてください。**



  
も くるま  
**タイヤを持って車いすを**  
**こがないでください。**



  
くるま  
**車いすをひろげるときに、**  
ざ よこ した  
**座シートパイプの横や下に**  
て い  
**手を入れないでください。**

上記注意事項の他に、製品の取扱い説明書に記載の注意事項も必ずお守りください。